



Conformité CEI

Câbles et fouets ECG

Facilité de connexion. Mesures précises.

Les câbles et fouets ECG GE sont conçus pour se connecter avec efficacité et fiabilité aux systèmes GE. Réutilisables et de qualité supérieure, ces câbles complètent idéalement votre équipement et favorisent l'exactitude des mesures. Les câbles et fouets GE sont soumis à des tests rigoureux afin de garantir la qualité, la fiabilité et la sécurité. Ils ont été testés et certifiés compatibles avec les systèmes GE pour fournir des performances optimales et une haute qualité des soins.

Conçus pour durer

Parfaitement résistante, la gaine externe prolonge la durée de vie du câble, facilite le nettoyage et conserve sa souplesse pour résister à la flexion et à la torsion tout en améliorant le confort du patient.

Simple d'utilisation

Les fouets et les adaptateurs ont un code couleur et des étiquettes à leurs deux extrémités : cela réduit les erreurs de mise en place et fait gagner du temps au clinicien qui peut ainsi donner au patient toute l'attention requise.

La conception exclusive des sets câble-fouets regroupe les fouets d'une façon permettant de les démêler facilement et de les appliquer rapidement sur le patient.

Compatibilité du produit

Les câbles embases et fouets ECG sont testés et certifiés compatibles avec les systèmes GE suivants :

- MAC™ VU360, MAC 5500, MAC 3500, MAC 2000, MAC 800, MAC 600
- Le système d'épreuve cardiaque CASE®
- Le système d'épreuve cardiaque CardioSoft®

Notre équipement.

Nos accessoires.

La compatibilité, tout simplement.

Fiables et performants, les accessoires et consommables GE Healthcare sont conçus pour garantir le fonctionnement optimal de vos appareils.

- Un interlocuteur unique pour des conseils d'expert
- Processus de commande simplifié
- Livraison rapide
- Qualité de l'assistance technique garantie à chaque étape



CARACTÉRISTIQUES

Les fouets ECG de GE sont disponibles en 10 et 14 dérivations.

Les fouets sont munis d'un blindage électrique pour garantir l'intégrité des signaux ECG.

CARACTERISTIQUES PRODUITS

Matériaux

Sans latex naturel, DEHP, BPA ni PVC souple

Conformes à la norme ROHS (Restriction des substances dangereuses)

Conforme à la norme sur la biocompatibilité

Conditions de stockage

Température d'utilisation -40 °C à 70°C

Humidité relative recommandée 10 % à 95 %

Options de nettoyage

Éthanol 96 %

Eau oxygénée 3 %

Hypochlorite de sodium 0,5 % NaOCl

Alcool isopropylique 70 %

Mikrozid® Lingettes désinfectantes

Kleenaseptic®

Cidex® Plus

Sporicidin®

Ne jamais nettoyer dans un autoclave ou à la vapeur

Conformité

Label CE

Normes CEI (Commission électrotechnique internationale)

LISTE DES PIÈCES

Référence	Description	MAC VU360	MAC 5500	MAC 3500	MAC 2000	MAC 800	MAC 600	CASE	Cardio- Soft
Câbles embases ECG - IEC									
2104722-001	Câble embase 10 dérivation IEC			x	x	x	x		
Ensemble câble-fouets intégré - IEC									
2104726-001	Câble ECG 10 dérivation Câble-fouets IEC				x	x	x		
Fouets ECG à fiche banane - IEC									
2104724-002	Ensemble fouets, base 10, fiche banane, IEC	x	x	x	x	x	x	x	x
2104750-001	Ensemble fouets, 4 fouets supplémentaires fiche banane, IEC- HEIM	x	x					x	x
Fouets ECG à pince - IEC									
2104748-001	Ensemble fouets, base 10, pince, IEC	x	x	x	x			x	x
2104725-002	Ensemble fouets, 4 fouets supplémen- taires pince, IEC-HEIM	x	x					x	x
Accessoires									
2104729-001	Pince adaptatrice, grande ouverture, 14 par paquet	x	x	x	x	x	x	x	x
2104767-001	Fiche de connexion de fouet ECG, 4 par paquet	x	x					x	x

Il se peut que ce produit ne soit pas disponible dans certains pays et certaines régions. Contactez votre représentant GE Healthcare local pour plus d'informations. Visitez notre site Internet www.gehealthcare.com/promotional-locations.

Distribué par :

GE Medical Systems Information Technologies, Inc.



Fabriqué par :

Shenzhen Launch

Electrical Co., Ltd.

No.F Building, Zhonggangxing

Industrial Estate, zhangge Community, Guanlan street,

Longhua New district,

Shenzhen, Chine

Imagination at work

© 2018 General Electric Company – Tous droits réservés.

General Healthcare se réserve le droit de modifier les spécifications et caractéristiques décrites dans ce document ou d'interrompre la commercialisation du produit présenté à tout moment, sans préavis ni obligation. Contactez votre représentant GE Healthcare pour obtenir les informations les plus récentes. GE, le monogramme GE, « imagination at work », MAC, Case et CardioSoft sont des marques commerciales de General Electric Company. GE Healthcare, une division de General Electric Company. MikroZid est une marque de Schülke & Mayr GmbH. Kleenaseptic est une marque de Metrex Research, LLC. CIDEX est une marque de Johnson & Johnson. Sporicidin est une marque de Contec, Inc. Tous les autres noms de produits et les logos sont des marques commerciales ou déposées des sociétés auxquelles ils sont associés. GE Medical Systems Inc., commercialisant ses produits sous le nom de GE Healthcare

JB62274XE