

Type de patient

Affichage clair et net sur
un large écran de 5,7"

L'IP (Index de perfusion) de
la mesure de SpO₂ peut aider
le personnel de santé à
examiner la fiabilité de la
mesure de SpO₂ actuelle.

Batterie Li Ion permettant
une surveillance de
22 heures

Mesure de température
fiable qui permet une
lecture rapide des résultats

Module Smart Temp™

Marche/Arrêt

Mesures de PNI

Efface les résultats de mesure
et les codes d'erreur

Type de patient

VS-600

Moniteur de signes vitaux

mindray
healthcare within reach

VS-600

Caractéristiques techniques du moniteur de signes vitaux

Sécurité Répond aux exigences de la norme CEI 60601.
Poids < 1.7kg (batterie comprise)

Environnement de fonctionnement

Température 0 °C~+40 °C (sans le module Temp),
5 °C~+40 °C (avec le module Temp)
Humidité 15%~95 %, sans condensation
Pression barométrique 427.5~805.5mmHg (57.0kPa~107.4kPa)

Type de patient Adulte, pédiatrique, néonatal

Caractéristiques de performance

Ecran Dimensions: 90mm×99mm
Type Affichage numérique des données
Voyants Voyant d'alimentation
Voyant de batterie
Avertisseur signalant la mise en tension, la tonalité du pouls et un défaut technique
Interface Port série pour les mises à niveau logicielles et le protocole DIAP
Batterie à ions lithium Rechargeable
Durée de fonctionnement 22 heures (batterie haute capacité)/
11 heures (batterie faible capacité)

PNI

Mode Manuel
Unité de mesure mmHg/kPa (au choix)
Types de mesure Systolique, diastolique, moyenne, fréquence du pouls
Précision de mesure Erreur moyenne maximale: ±5 mmHg
Ecart-type maximal: 8 mmHg
Plage de mesure Adulte: 10~270 mmHg
Pédiatrique: 10~200 mmHg
Néonatal: 10~135 mmHg
Protection contre les suppressions OUI, double protection, matérielle et logicielle
Résolution 1mmHg
Alarme Systolique, diastolique, moyenne, fréquence du pouls
Plage de fréquence du pouls 40~240 bpm
Précision ±3 bpm ou ±3%, selon la valeur la plus élevée

SpO₂ Mindray

Plage de mesure 0 ~ 100%
Résolution 1%
Précision précision non spécifiée: ±2% (70~100%);
Néonatal: ±3% (70~100%);
0~69% non spécifiée
Plage de l'IP 0.05~20 %
Fréquence du pouls Plage: 20~254bpm
Résolution 1bpm
Précision ±3 bpm (sans mouvement),
±5 bpm (mouvement)

SpO₂ Nellcor

Plage de mesure 0~100%
Résolution 1%
Précision 70%~100%: adulte/pédiatrique ±2%,
Néonatal: ±3%
0%~69%, précision non spécifiée
Fréquence du pouls Plage: 20~300bpm
Précision 20~250 bpm: ± 3 bpm
251~300 bpm: non spécifiée

Thermomètre SmarTemp™

Mode prédictif
Plage de mesure 25 °C~44 °C (77 °F~111.2 °F)
Précision ±0.2 °C (±0.4 °F), 25~32 °C (77~89.6 °F),
32 °C (89.6 °F) non compris;
±0.1 °C (± 0.2 °F), 32~44 °C (89.6~111.2 °F),
32 °C (89.6 °F) compris.
Mode prédictif
Plage de mesure 35 °C~43 °C (95 °F~109.4 °F)
Durée de mesure type <12s à une température ambiante comprise entre 25~28 °C sans mouvement

Mindray Building, Keji 12th Road South,
High-tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen 518057, V.R. China
Tel: +86 755 8188 8998 Fax: +86 755 26582680
E-mail: intl-market@mindray.com www.mindray.com

Mindray est cotée sous le symbole MR à la bourse de New York.

mindray est une marque commerciale de Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.

© 2013 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Tous droits réservés. Les caractéristiques indiquées sont sujettes à modifications sans préavis.

P/N: FR-VS600-210285x2P-20130702



mindray