

LA SIMPLICITÉ SYNONYME D'INTELLIGENCE



Système d'analyse ECG MAC 2000

Davantage de simplicité pour votre établissement



La simplicité synonyme d'intelligence

Les environnements de soins complexes nécessitent des solutions simples. Un équipement qui fonctionne simplement, dans toutes les situations. Une technologie qui procure des données claires et précises de façon simple. Des outils intuitifs, simples à utiliser.

Et une assistance d'une fiabilité à toute épreuve.

Simple.

Le système MAC™ 2000 de GE Healthcare aide les médecins à poser des diagnostics rapides et précis, grâce à la puissance du programme d'analyse Marquette™ 12SL. Vous bénéficiez de l'aide au diagnostic éprouvée dont vous avez besoin dans un système ECG intuitif et simple d'utilisation.*



Réellement intelligent.

La simplicité synonyme de productivité



Enregistrement facile de l'ECG 10 secondes grâce à une simple touche



Aperçu à l'écran des tracés à 12 dérivations et des résultats ECG contribuant à la simplification de l'analyse et du diagnostic



Nombreuses options de connectivité et d'exportation facilitant l'accès aux données ainsi que leur transfert et leur stockage



Programme d'analyse ECG Marquette 12SL avec motif pour une aide à la décision clinique



Le système MAC 2000 permet d'obtenir des ECG précis du premier coup. Le MAC 2000 aide les professionnels de l'ECG à être productifs dès le premier ECG. Des outils tels que HookUp Advisor™ permettent une assistance à la qualité du signal avant de réaliser une acquisition, évitant ainsi de refaire des ECG coûteux. Le flux de travail plus intelligent et plus simple vous permet d'en faire davantage, plus rapidement.

La simplicité synonyme de **connectivité**




Connectivité simplifiée pour le traitement des données

Le système MAC 2000 peut être connecté de manière transparente à votre environnement existant, ce qui facilite immédiatement l'acquisition, l'impression, le stockage et le transfert des données ECG.

Il est votre lien direct vers la productivité, quel que soit votre mode de connexion

Options de connectivité



Flux de travail tout numérique avec options de communication bidirectionnelle, incluant les commandes et les fonctions de requête ADT

Connectivité transparente avec votre **Dossier Patient Informatisé** grâce à l'EMR Gateway Pro

Connectivité transparente avec votre **solution RIS/PACS** grâce à DICOM Gateway

Connectivité transparente avec la solution **MUSE™ (Système d'information de Cardiologie)** ou le programme **CardioSoft™** - ou envoi des rapports sur un PC dans un dossier partagé

Envoi des rapports vers un site distant en FTPS

Connectivité par réseau LAN, Wi-Fi, port série, modem ou carte SD

Fonctions d'exportation aux formats PDF et XML


Stockage interne jusqu'à 200 ECG

La simplicité synonyme de **fiabilité**

- **Programme d'analyse ECG Marquette 12SL** avec fonctions de mesure et d'interprétation
- **Détection de l'arythmie** permettant d'optimiser le rythme de travail et de limiter la consommation de papier
- **Algorithme ACI-TIPI** pour ischémie cardiaque aiguë
- **Interprétation spécifique au sexe** améliorant la détection de l'infarctus du myocarde aigu chez la femme
- **Analyse de l'intervalle RR** pour la détection de la variabilité de la fréquence cardiaque*
- **ECG Temps réel** pour l'archivage au format PDF de l'ECG continu jusqu'à 5 min (1 dérivation)*

Le système MAC 2000 fournit aux médecins les informations dont ils ont besoin pour établir leurs diagnostics. Fort du programme d'analyse Marquette 12SL, le système offre une série complète d'outils d'analyse dont la fiabilité a été rigoureusement testée par rapport à des bases de données cliniquement corrélées, constituées à partir de populations de patients diverses et variées. Il constitue une solution simplifiée d'aide à la décision clinique.

*L'analyse de l'intervalle RR et l'ECG Temps réel ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Veuillez contacter votre représentant GE Healthcare local pour plus d'informations.



La simplicité synonyme d'**assistance**



Dès l'ouverture du colis, le système MAC 2000 vous simplifie la vie. Son installation très simple ne perturbera pas les activités de votre hôpital.

Grâce à son interface conviviale et intuitive et son clavier complet, ce système offre aux médecins et aux professionnels de l'ECG une prise en main quasi-immédiate et requiert une formation de quelques minutes.

Et comme nous savons que les besoins en formation peuvent varier selon les équipes, nous proposons des outils pratiques de formation sur ordinateur pour un apprentissage à la demande.

Vous pouvez contacter le service d'assistance et de maintenance de GE Healthcare en un seul clic ou par un simple appel. Notre vaste réseau d'experts en maintenance qualifiés est à votre disposition à tout moment ce qui vous permet de bénéficier d'une assistance rapide. Un aspect supplémentaire qui illustre la simplicité d'utilisation du système MAC 2000 et vous garantit une parfaite tranquillité d'esprit.





La simplicité synonyme de **disponibilité**

Pour en savoir plus sur le système **ECG MAC 2000**, contactez votre représentant GE Healthcare local ou rendez-vous sur le site

www.gehealthcare.com.



GE Healthcare met au point des technologies et des services médicaux innovants répondant à la demande mondiale de développement de l'accès aux soins, d'amélioration de la qualité des soins et de réduction du coût des soins. GE (NYSE : GE) se concentre sur l'essentiel - Le meilleur de la technologie et du savoir-faire pour relever les défis les plus ardues.

Fort d'une expertise mondialement reconnue dans les domaines de l'imagerie médicale, des logiciels et des technologies de l'information, des diagnostics médicaux, des systèmes de monitoring patient, de la mise au point de nouveaux médicaments, des technologies de fabrication de produits biopharmaceutiques et des solutions d'amélioration des performances, GE Healthcare donne aux professionnels de la santé le moyen de fournir des soins de haute qualité à leurs patients.

Imagination at work

©2018 General Electric Company - Tous droits réservés.

General Electric Company se réserve le droit d'apporter des modifications aux spécifications et fonctions mentionnées dans le présent document, ou de suspendre la commercialisation du produit décrit, à tout moment, sans préavis ni obligation de sa part. Contactez votre représentant GE pour obtenir les informations les plus récentes.

GE, le monogramme GE, CardioSoft, HookUp Advisor, MAC, Marquette, et MUSE sont des marques commerciales de General Electric Company.

Tous les autres noms de produits et les logos sont des marques commerciales ou déposées des sociétés auxquelles ils sont associés.

GE Healthcare, une division de General Electric Company.

MAC 2000 1.1 SP6
JB50049XXb(1)