ELECTRODES Ш



ELECTRODES SWAROMED






CARACTÉRISTIQUES

Les électrodes ECG Swaromed sont pré-gélifiées (à usage unique) et possèdent un capteur en argent / chlorure d'argent. Toutes les mousses adhésives utilisées sont équipées d'un adhésif hypoallergénique de qualité médicale, non irritant pour la peau.

- Adhésif Hypoallergique
- Capteur en Argent / Chlorure d'argent
- Gel rapide à retirer

- Contrôle de qualité strict pendant la production
- Résistant à la défibrillation



60mm - Rond - Electrodes Mousses



Produit #	Référence #	Par Sachet	Par Boîte	Par Carton	Pression	Adhésif	Type De Gel		
6000003C	4002	25	250	3000	Acier Inoxydable	Fort	Gel Solide	•	48 Heures
6000937C	1001	25	250	3000	Acier Inoxydable	Standard	Gel Liquide	•	72 Heures
6001122C	4001	25	250	3000	Acier Inoxydable	Standard	Gel Solide	•	72 Heures
6000004C	1002	25	250	3000	Acier Inoxydable	Fort	Gel Liquide	٠	48 Heures

50mm - Rond - Electrodes Mousses



Produit #	Référence #	Par Sachet	Par Boîte	Par Carton	Pression	Adhésif	Type De Gel		
6000018C	1009	50	400	4800	Acier Inoxydable	Standard	Gel Liquide	٠	72 Heures
6000582C	4009	50	400	4800	Acier Inoxydable	Standard	Gel Solide	•	72 Heures
6000436C	1010	50	400	4800	Carbone	Standard	Gel Liquide		72 Heures
6000981C	4010	50	400	4800	Carbone	Standard	Gel Solide		72 Heures
6000665C	1012	50	400	4800	Carbone	Fort	Gel Liquide		48 Heures
6000341C	1019	50	400	4800	Acier Inoxydable	Fort	Gel Liquide		48 Heures
6000616C	4019	50	400	4800	Acier Inoxydable	Fort	Gel Solide		48 Heures

55mm - Rond - Electrodes Mousses



Dun duit #	D464	Par Sachet	Day Daûta	Day Cautan	Dunanian	۸ ماله ۵ مند	Tura Da Cal		
Produit #	Référence #	Par Sachet	Par Boîte	Par Carton	Pression	Adhésif	Type De Gel		
6000059C	1023	50	400	4800	Acier Inoxydable	Standard	Gel Liquide		272 Heure
6000397C	1022	50	400	4800	Acier Inoxydable	Fort	Gel Liquide	٠	48 Heure
6000652C	4022	50	400	4800	Acier Inoxydable	Fort	Gel Solide	•	48 Heure

36 x 50mm - Ovale - Electrodes Mousses



Produit #	Référence #	Par Sachet	Par Boîte	Par Carton	Pression	Adhésif	Type De Gel			
6000045C	1036	50	500	6000	Acier Inoxydable	Fort	Gel Liquide	٥		48 Heures
6000578C	4036	50	500	6000	Acier Inoxydable	Fort	Gel Solide	•		48 Heures
6000398C	1040	50	500	6000	Carbone	Fort	Gel Liquide	٠		48 Heures
6001237C	4040	50	500	6000	Carbone	Fort	Gel Solide	•		48 Heures
6000609C	1084	30	300	3600	Acier Inoxydable et connection banane	Fort	Gel Liquide	٥	<u> </u>	48 Heures
6000438C	1084FT	30	300	3600	Acier Inoxydable et connection banane	Fort	Gel Liquide	٥	<u> </u>	48 Heures

32mm - Carré & Larme - Electrodes Mousses



Produit #	Référence #	Per Pouch	Par Boîte	Par Carton	Pression	Adhésif	Type De Gel		
6000612C	1057	30	300	3600	Acier Inoxydable	Standard	Gel Liquide 💧		72 Heures
6000044C	1060	50	500	6000	Carbone	Fort	Gel Liquide 🂧		48 Heures
6000588C	4060	50	500	6000	Carbone	Fort	Gel Solide		48 Heures
6000065C	1066	50	500	6000	Acier Inoxydable	Fort	Gel Liquide 🏻 🌢		48 Heures
6000581C	4066	50	500	6000	Acier Inoxydable	Fort	Gel Solide		48 Heures
6000570C	1083	50	400	4800	Acier Inoxydable et connection banane	Fort	Gel Liquide 🍐	<u> </u>	48 Heures

















France

25 Boulevard de la Paix 95800 Cergy France Tel: +33 (0)1 39 72 66 66 Fax +33 (0)1 39 72 61 61 HS.NisshaMedical.com/fr/

Royaume-Uni

Torbay Business Park Woodview Road Paignton, Devon TQ4 7HP

Phone: +44 1803 860100 HS.NisshaMedical.com/uk/

Siège Social

400 Exchange Street Buffalo, NY 14204 Phone: 1.800.669.6905 Fax: 1.888.658.4941 HS.NisshaMedical.com