



Thermosensibles

Papiers d'enregistrement ECG

Les papiers d'enregistrement ECG thermosensibles de GE permettent d'obtenir des tracés précis sur vos appareils GE. Notre gamme de produits complète couvre une grande diversité de formats pour convenir à différentes configurations d'impression.

- Les papiers sont proposés en rouleaux ou dans des boîtes avec un pliage en accordéon, et peuvent être vierges ou quadrillés.
- Certains papiers permettent d'imprimer plusieurs graphiques, avec des échelles BPM adaptées aux divers types de patient.
- Certains disposent d'un grand espace pour inscrire des données concernant le patient.
- Des témoins de fin de rouleau et de fond de boîte indiquent qu'il est temps de remettre du papier.

Compatibilité des produits

Les papiers ECG de GE ont été testés et sont garantis compatibles avec l'équipement GE Healthcare.

Référence	Cardiologie de diagnostic							Monitoring patient				Monitoring foetal	
	CASE	MAC™ 600	MAC™ 800	MAC™ 2000	MAC™ 3500	MAC™ 5500	MAC™ VU360	Bx50	Bx0(i)	B1x5	VC150	Corometrics™	
												170	250cx
2104769-001	x				x	x							
2104772-001				x			x						
2104768-001	x				x	x							
2104773-001		x											
2104775-001			x										
2104770-001					x	x	x						
2104771-001				x	x		x						
2106825-001											x		
2106824-001								x	x	x			
2106823-001								x	x	x			
2104907-001												x	x
2104908-001												x	x

SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS

Matériaux

Papier thermosensible pour des tracés précis et un archivage durable

Poids moyen pour faciliter le passage dans les systèmes d'impression

Renforts en carton et en papier fabriqués avec des matériaux recyclés

Conditions de stockage

Avant utilisation

Température recommandée 10 °C à 32 °C (50 °F à 90 °F)
Le papier doit rester sec.

Conditions d'archivage

Température recommandée < 25°C
Humidité relative < 70%

Stocker dans un endroit sombre, à l'abri de la lumière naturelle et artificielle

Éviter le contact avec les substances chimiques telles que plastifiants, huiles, solvants, eau et adhésifs.

Il se peut que ce produit ne soit pas disponible dans certains pays et certaines régions du monde. Les spécifications techniques complètes du produit sont disponibles sur demande. Contactez votre représentant GE Healthcare local pour plus d'informations. Visitez notre site Internet www.gehealthcare.com/promotional-locations.

Imagination at work

© 2018 General Electric Company – Tous droits réservés.

GE Healthcare se réserve le droit de modifier les spécifications et caractéristiques décrites dans ce document, ou d'interrompre à tout moment la fabrication du produit présenté, sans préavis ni obligation. Contactez votre représentant GE Healthcare pour obtenir les informations les plus récentes. GE et le monogramme GE sont des marques commerciales de General Electric Company. GE Healthcare, une division de General Electric Company. GE Medical Systems Inc., commercialisant ses produits sous le nom de GE Healthcare JB61846XE

INFORMATIONS POUR LES COMMANDES

Cardiologie de diagnostic, Monitoring patient et monitoring fœtal

Référence	Description
Papier A4 ¹	
2104769-001	Papier thermosensible A4, quadrillage rouge de 195 mm de large, plié en accordéon, avec en-tête, 300 pages, 8 paquets
2104772-001	Papier thermosensible A4, quadrillage rouge de 205 mm de large, plié en accordéon, sans en-tête, 150 pages, 10 paquets
Format 8,5 x 11 pouces - Papier à quadrillage rouge	
2104768-001	Papier thermosensible 8,5 po x 11 po, quadrillage rouge de 200 mm de large, plié en accordéon, avec en-tête, 300 pages, 8 paquets
2104773-001	Papier thermosensible 80 mm de large, quadrillage rouge de 75 mm de large, plié en accordéon, sans en-tête, 280 pages, 10 paquets
2104775-001	Papier thermosensible 110 mm de large, quadrillage rouge de 100 mm de large, plié en accordéon, sans en-tête, 200 pages, 40 paquets par boîte
Format 8,5 x 11 pouces - Papier à quadrillage rouge et zone de données blanche	
2104770-001	Papier thermosensible 8,5 po x 11 po, avec zone blanche pour inscrire des données sur le patient, quadrillage rouge de 155 mm de large, plié en accordéon, avec en-tête, 300 pages, 8 paquets
2104771-001	Papier thermosensible 8,5 po x 11 po, avec zone blanche pour inscrire des données sur le patient, quadrillage rouge de 155 mm de large, plié en accordéon, avec en-tête, 150 pages, 16 paquets
Rouleaux de papier vierge	
2106825-001	Papier thermosensible 57,2 mm x 24,4 m (2,25 po x 80 pi), vierge, 10 rouleaux
2106824-001	Papier thermosensible 50 mm x 25,6 m (2,25 po x 84 pi), vierge, 20 rouleaux
2106823-001	Papier thermosensible 50 mm x 27,4 m (2 po x 90 pi), vierge, 48 rouleaux
Papier pour système de monitoring fœtal	
2104907-001	Papier thermosensible pour moniteurs fœtaux GE, échelle 30-240 bpm, série 170 et série 250cx 40 paquets par boîte
2104908-001	Papier thermosensible pour moniteurs fœtaux GE, échelle 50-210 bpm, série 170 et série 250cx 40 paquets par boîte

¹ Non disponible à la vente aux États-Unis.

Distribué par :

GE Healthcare Finland Oy
Kuortaneenkatu 2
00510 Helsinki, Finland
Europe

Fabriqué par :



Graphic Controls
400 Exchange Street
Buffalo, NY 14204
USA