



Tuyaux d'air pour la mesure de la pression artérielle non invasive

Des solutions complètes pour la mesure de la pression artérielle non invasive

GE Healthcare propose une gamme complète de tuyaux d'air à utiliser avec les moniteurs GE Healthcare connectés à des brassards de tension artérielle CRITIKON™. Ces tuyaux d'air sont proposés dans différentes longueurs et avec différents connecteurs pour un usage sur des nouveau-nés, des enfants ou des adultes. Ils sont exempts de latex de caoutchouc naturel et permettent d'éviter toute fuite d'air en offrant un raccordement sécurisé au brassard de tension artérielle.



Adultes-enfants, finition grise vers connecteur DINACLICK

Compatibilité : Moniteurs DINAMAP Pro Series, DINAMAP ProCare, CARESCAPE V100, VC150, Compact, MPS Series

Longueur : 3,6 m Réf. 2058205-001
Longueur : 7,2 m Réf. 2058205-002



Adultes-enfants, connecteur DINACLICK

Compatibilité : B20, B40, B105, B125, Dash 3000, 4000, 5000, Tram, CARESCAPE Patient Data Module, Corometrics 120, 128, 129, 259, 259cx, E-PSM(P), E-PRESTN, E-PRETN, E-RESTN

Longueur : 1,2 m Réf. 2058203-001
Longueur : 3,6 m Réf. 2058203-002
Longueur : 7,2 m Réf. 2058203-003



Adultes-enfants, connecteur DINACLICK

Compatibilité : Moniteur CARESCAPE ONE¹

Longueur : 1,2 m Réf. 2087389-001
Longueur : 3,6 m Réf. 2087389-002
Longueur : 7,2 m Réf. 2087389-003



Nouveau-nés, finition grise vers connecteur Neo-Snap™

Compatibilité : Moniteurs DINAMAP Pro Series, DINAMAP ProCare, CARESCAPE V100, VC150, Compact, MPS Series

Longueur : 3,6 m Réf. 2058206-001



Nouveau-nés, connecteur Neo-Snap

Compatibilité : B20, B40, B105, B125, Dash 3000, 4000, 5000, Tram, CARESCAPE Patient Data Module

Longueur : 2,4 m Réf. 2058204-002
Longueur : 3,6 m Réf. 2058204-003



Nouveau-nés, connecteur Neo-Snap

Compatibilité : Moniteur CARESCAPE ONE²

Longueur : 2,4 m Réf. 2089791-002
Longueur : 3,6 m Réf. 2089791-003

Remarque : Le connecteur DINACLICK est conforme à la norme internationale ISO 80369 et permet de réduire les risques de raccordement erroné à d'autres types d'équipements médicaux.



Pour plus d'informations

Pour obtenir plus d'informations sur les solutions complètes de brassards GE Healthcare, visitez le site cuffs.gehealthcare.com

REMARQUE : La mesure de la pression artérielle non invasive sur les modules E-PSM(P), E-PRESTN, E-PRETN, E-RESTN et le moniteur MRI est adaptée aux patients pesant plus de 5 kg.

1. CARESCAPE ONE n'est pas disponible sur certains marchés et n'est pas homologué 510K.

© 2020 General Electric Company – Tous droits réservés.

GE Healthcare se réserve le droit de modifier les spécifications et caractéristiques décrites dans ce document, ou d'interrompre à tout moment la fabrication du produit présenté, sans préavis ni obligation. Contactez votre représentant GE Healthcare pour obtenir les informations les plus récentes. GE et le monogramme GE, CARESCAPE, Dash, DINACLICK, DINAMAP et Neo-Snap sont des marques commerciales de General Electric Company. GE Healthcare, une division de General Electric Company. GE Medical Systems, Inc., commercialisant ses produits sous le nom de GE Healthcare.

JB69159XXa(1)