



Neo-Snap

Système de connexion GE Healthcare pour brassards de tension CRITIKON™ à un ou deux tubes pour nouveau-nés

Le connecteur Neo-Snap™ pour brassards de tension pour nouveau-nés est conçu selon des normes qui permettent d'éviter toute déconnexion accidentelle. Le connecteur Neo-Snap garantit une connexion sécurisée grâce à un clic audible et un retour tactile.

Avantages du connecteur Neo-Snap

- **Sécurité garantie.** Le connecteur est conforme aux normes internationales pour une sécurité accrue du patient.
- **Connexion sécurisée.** Empêche toute déconnexion accidentelle.
- **Facilité d'utilisation.** Connexion facile sur 360 degrés ne nécessitant aucun alignement spécifique pour être sécurisée, vous permettant ainsi de consacrer davantage de temps au bébé.
- **Sécurité du patient.** Sans latex naturel ou DEHP



Pour plus d'informations sur les solutions complètes de brassards GE Healthcare, visitez notre site www.gehealthcare.fr/products/patient-monitoring/nibp-cuffs-accessories

Références des brassards de mesure de la pression artérielle non invasive (PNI)

Neo-Snap			Connecteur Neo-Snap à 2 tubes		Connecteur Neo-Snap à 1 tube	
						
Taille	Couleur	Circonférence du membre	SOFT-CUF	CLASSIC-CUF	SOFT-CUF	CLASSIC-CUF
1	Orange	3-6 cm	SFT-N1-2B	CLA-N1-2B	SFT-N1-1B	CLA-N1-1B
2	Bleu clair	4-8 cm	SFT-N2-2B	CLA-N2-2B	SFT-N2-1B	CLA-N2-1B
3	Vert	6-11 cm	SFT-N3-2B	CLA-N3-2B	SFT-N3-1B	CLA-N3-1B
4	Bleu marine	7-13 cm	SFT-N4-2B	CLA-N4-2B	SFT-N4-1B	CLA-N4-1B
5	Rose	8-15 cm	SFT-N5-2B	CLA-N5-2B	SFT-N5-1B	CLA-N5-1B

Assortiment pour néonatalogie

Assortiment pour néonatalogie	Type de brassard	Référence	Description
Connecteurs Neo-Snap à 2 tubes	SOFT-CUF	2059305-002	2 Néo n° 1, 3 Néo n° 2, 5 Néo n° 3, 5 Néo n° 4, 5 Néo n° 5 (paquet de 20 brassards)
	CLASSIC-CUF	2059306-002	2 Néo n° 1, 3 Néo n° 2, 5 Néo n° 3, 5 Néo n° 4, 5 Néo n° 5 (paquet de 20 brassards)
	CLASSIC-CUF	2059306-003	1 Néo n° 3, 1 Néo n° 4, 1 Néo n° 5 (paquet de 3 brassards)
Connecteurs Neo-Snap à 1 tube	SOFT-CUF	2059305-001	2 Néo n° 1, 3 Néo n° 2, 5 Néo n° 3, 5 Néo n° 4, 5 Néo n° 5 (paquet de 20 brassards)
	CLASSIC CUF	2059306-001	2 Néo n° 1, 3 Néo n° 2, 5 Néo n° 3, 5 Néo n° 4, 5 Néo n° 5 (paquet de 20 brassards)

Connecteurs Neo-Snap

	Description	Référence	Quantité/pack
	Raccord mâle 1/8 pouce simple en Y vers connecteur mâle Neo-Snap	2059290-003	PACK DE 10
	Raccord mâle 3/32 pouce simple en Y vers connecteur mâle Neo-Snap	2059290-004	PACK DE 10
	Connecteur mâle Neo-Snap à 2 tubes 0.22 au centre Compatibilité : B20, B40, B105, B125, Dash 3000, 4000, 5000, Tram, CARESCAPE Module Données Patient et Carescape One.	2059293-001	PACK DE 10
	Connecteur mâle Neo-Snap à 2 tubes 0.31 au centre Compatibilité : V100/VC150 DINAMAP™ Procure	2059293-002	PACK DE 10
	Connecteur mâle Neo-Snap à 1 tube	2059293-003	PACK DE 10

Tuyaux Neo-Snap à 2 tubes

	Description	Longueur	Référence	Compatibilité
	Tuyau CARE	8 PIEDS/2,4 M	2058204-002	B20, B40, B105, B125, Dash 3000, 4000, 5000, Tram, CARESCAPE Données patient
		12 PIEDS/3,6 M	2058204-003	
	TUYAU Critikon	12 PIEDS/3,6 M	2058206-001	V100/VC150 DINAMAP™ Procure
	CARESCAPE™ ONE	8 PIEDS/2,4 M	2089791-002	TUYAU DE MESURE DE PNI CARESCAPE ONE POUR CONNECTEUR NEO-SNAP
		12 PIEDS/3,6 M	2089791-003	

Brassards SOFT-CUF®, CLASSIC-CUF®, DURA-CUF® et accessoires.

Usage prévu : Le SOFT-CUF®, CLASSIC-CUF® et DURA-CUF® sont destinés à être utilisés en association avec des systèmes de mesure non invasive de la tension artérielle (NIBP). SOFT-CUF® et CLASSIC-CUF® sont disponibles en tailles néonatale, pédiatrique et adulte. Les DURA-CUF® sont disponibles en tailles pédiatriques et adultes.

Classe/organisme notifié : I / CE 0197.

Fabricant : GE Medical Systems Information Technologies, Inc.

Se reporter systématiquement à la version complète du manuel de l'utilisateur et lire attentivement toutes les instructions afin de garantir la bonne utilisation du dispositif médical.

Dernière révision : 23 décembre 2020



© 2021 General Electric Company – Tous droits réservés.

GE Healthcare se réserve le droit de modifier les spécifications et fonctions mentionnées dans le présent document, ou de suspendre la commercialisation du produit décrit, à tout moment, sans préavis ni obligation. Contactez votre représentant GE Healthcare pour obtenir les informations les plus récentes. GE, le monogramme GE, Neo-Snap,

CRITIKON, DINAMAP et CARESCAPE sont des marques commerciales de General Electric Company. GE Healthcare, une division de General Electric Company. GE Medical Systems, Inc., commercialisant ses produits sous le nom de GE Healthcare.

JB00219FR 7/21