

Interopérabilité accrue

La flexibilité offerte par l'eco-système Mindray garantit une pérennité dans la connectivité et la rétrocompatibilité des dispositifs Mindray pour intégrer les innovations futures. Nos solutions de connectivité complètes et indépendantes des éditeurs de logiciels vous assurent une intégration simple et sécurisée des données patients.

- Connexion garantie à tous vos logiciels métiers (pancarte de soins)
- Identification du soignant et des patients facilitée, Identitovigilance renforcée
- Système de centralisation mutualisable pour l'ensemble de vos dispositifs Mindray
- Une solution de gestion de parc de vos dispositifs Mindray intégrée et accessible pour faciliter sa maintenance



VS 9

Moniteur de paramètres vitaux

La continuité de votre expertise

La fiabilité et la robustesse Mindray

Créé dans un souci de longévité et de robustesse, le moniteur VS9 est doté d'un boîtier à très haute résistance à la désinfection de surface fréquente.

Une conception robuste

Validé avec jusqu'à 51 agents de nettoyage de pointe, pour permettre une désinfection plus rapide et une dégradation moindre au fil du temps.

Une installation plus facile

Configuration étape par étape en fonction de vos propres besoins cliniques grâce à un assistant de démarrage aussi facile à utiliser qu'une application sur smartphone.



- Surface de travail utile avec batterie longue durée en option pour une plus grande autonomie
- Conception sans outil pour un montage plus rapide en moins d'une minute
- Des compartiments afin de ranger vos accessoires selon vos préférences
- Des roues lisses et silencieuses pour limiter le bruit et faciliter son déplacement





Prédiction de l'état de santé des patients

Afin de garantir une réaction rapide à la détérioration de l'état du patient et un meilleur respect des protocoles du service, le moniteur VS 9 fournit une gamme complète de paramètres vitaux avec une variété d'outils pour étayer les décisions cliniques.

Score automatique (EWS)

- Entièrement conforme à toutes les normes EWS
- Fournir des messages personnalisables

Recherche d'hypotension orthostatique

- Aider de manière innovante à évaluer et à éviter les risques de chute
- Personnalisable en fonction de vos propres exigences cliniques

Valeur tensionnelle moyenne

- Cette mesure peut être effectuée de manière automatique
- Fournir des valeurs précises pour connaître le statut réel du patient

De l'admission des patients hospitalisés aux contrôles ponctuels, le moniteur de paramètres vitaux VS 9 dévoile tout le potentiel des observations de routine grâce à des options de flux de travail complètes et flexibles qui permettent aux cliniciens de fournir des soins de haute qualité au chevet de chaque patient.


Paramètres cliniques optimisés

Le moniteur VS9, grâce à ses nouveaux algorithmes fournit une gestion des paramètres vitaux optimisée pour le confort du patient et sa surveillance.

Mindray TrueBP™ : mesure de la PNI en 15 secondes

Technologie SpO₂ au choix de Mindray, Masimo SET et Nellcor

Mesure CO₂ Sidestream ARTEMA avec un taux de prélèvement de 50ml/min



Adaptabilité au scénario clinique

En fournissant une information complète sur l'environnement clinique le moniteur VS9 facilite la prise de données au chevet du patient et contribue à la validité des mesures prises.

Interface utilisateur dynamique

- Écran haute résolution 10,1" pour afficher plus d'informations
- Fonctionnement gestuel intuitif grâce à un écran tactile capacitif

Enregistrer davantage de données au chevet du patient

- Jusqu'à 30 entrées manuelles personnalisables
- Outil de cartographie infographique de la douleur

Scénario clinique optimisé

- Personnalisation de la présentation de l'écran et du paramétrage
- Scénarios cliniques configurables par profil de service
- Améliorer le respect des directives de l'hôpital par le personnel soignant

